



LaserPeel®

Soft-MET™ Modified Erbium Laser

многофункциональный
модифицированный
эрбиевый лазер

Сфера применения:

- выравнивание рельефа кожи
- повышение тонуса и тургора кожи
- коррекция рубцов
- сглаживание глубоких и устранение поверхностных морщин
- лечение гиперпигментаций
- проведение процедур «пилинг выходного дня»

SYBARITIC
Global Aesthetic Solutions

Мягкая абляция

Выбор аппарата Laser Peel™ обусловлен особым свойством излучения. Длина волны YAG:Er (2940 нм) лазера точно попадает в пик спектра поглощения воды и достигает полной абсорбции лазера, обеспечивая прогнозируемую глубину абляции эпидермиса. Это более полный контроль над глубиной абляции по сравнению с действием обычных эрбиевых лазерных установок на иттрий-алюминиевом гранате или фракционными лазерными аппаратами, а также по сравнению с химическими пилингами. С его помощью можно производить абляцию мягких тканей без термического воздействия на окружающие ткани. Данный лазер является незаменимым инструментом при лазерной шлифовке, удалении и коррекции рубцов и т.д.

Эффективные процедуры и минимальное время для восстановления

Процедуры на аппарате Laser Peel™ быстры и легки в исполнении, благодаря выбору крупного размера лазерного пятна (до 10 мм) и высокой частоте повторений (до 9 Гц). Остаточное тепловое повреждение кожи после процедуры минимально. Плоский профиль лазерного луча обеспечивает равномерное распределение энергии при проведении процедуры на выбранном участке. Это приводит к более быстрому восстановлению кожи и кратковременной гиперемии после проведения процедуры. Восстановление после процедуры «пилинга выходного дня» занимает один-два дня.

Особенности модифицированного эрбиума:

- мягкая абляция при минимальном восстановительном временном промежутке
- потребление энергии от 150 до 1000 мДж.
- разная абляция тканей (один импульс) – 1–80 мс
- телескопические меняющиеся линзы (размер пятна: 2 – 10 мм в диаметре)
- встроенная система воздушного потока для очистки линз от дыма
- встроенный направляющий луч



КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ДО И ПОСЛЕ

выравнивание рельефа кожи



до процедур после 3-х процедур

фото предоставлено А. El Attar

коррекция морщин



до процедур после 3-х процедур

фото предоставлено А. El Attar

лечение гиперпигментаций



до процедур после 3-х процедур

фото предоставлено Maureen Muecke

Технические характеристики:

Лазерный источник: модифицированный эрбиевый алюмо-иттриевый гранат

Длина волны: 2940 нм

Размер пятна: 1–10 мм

Частота повторения импульсов: от 1–6 до 9 Гц

Длительность импульса: особый малый импульс (SP)

продолженный малый импульс (ESP)

Коллимированные линзы

Фокус линзы: колеблется от 2 до 10 мм (телескопические)

Энергопоток: до 127 Дж/см²

Энергия: 150–1000 мДж

Электроснабжение: 200 В, 50–60 Гц

Вес: 29 кг (переносной, настольный)

Система охлаждения: циркулирующая вода в закрытом пространстве



Представительство в Украине:

Альфа СПА Девелопмент

01034 г. Киев, Украина, ул. Иренинская, 1/3, оф. 21

+ 38 (044) 331-24-25, 592-40-16

e-mail: office@spa.biz.ua

www.spa-in-ua.com



Эксклюзивный дистрибьютор Sybaritic Inc. в России и

странах СНГ: **Альфа СПА, группа компаний ВНИИМИ**

109240, Москва, Москворецкая наб, д. 2а

тел.: (495) 775-26-50, факс: (495) 937-88-95

e-mail: alfasp@alfaspa.com

www.alfaspa.com